

# Acoplamientos W&H

Acoplamiento versátil



**Flexible** – compatible con todas las mangueras de turbina estándar. **Máxima compatibilidad** – con todas las turbinas, motores neumáticos y raspadores tipo Scaler con conexión Roto Quick y conexión Multiflex®\*. **Rotación del instrumento de 360°** – manejo sencillo, evita la torsión de la manguera. **Regulación continua de la entrada de agua del spray** – ajuste rápido e individual para cada usuario – también durante el tratamiento. **Bloqueo de reaspiración** – evita el reflujó del agua contaminada del spray y minimiza así el riesgo de infección.

Fig. representaciones simbólicas. El equipamiento auxiliar y el contenido de los accesorios no se incluyen en el volumen del suministro.



Acoplamiento Roto Quick:	RQ-24	RQ-34	RQ-14	RQ-03	RQ-04
Luz:	sí	sí	–	–	–
Regulación del spray:	–	sí	sí	–	–
Conexión:	6 vías	6 vías	4 vías estándar	2 (3) vías	4 vías estándar



### Acoplamiento Roto Quick de W&H

Ligero, flexible y esterilizable: Los acoplamiento Roto Quick de W&H son versátiles y adecuados tanto para instrumentos con LED+ y LED como para luz halógena. Garantía de 24 meses.

Acoplamiento W&H para conexión Multiflex®*:	LED RM-34
Luz:	LED
Regulación del spray:	sí
Conexión:	6 vías



### Acoplamiento LED RM-34 de W&H para conexión Multiflex®\*

Simplicidad total: El acoplamiento LED RM-34 de W&H viene listo para su uso, lo que significa que el acoplamiento con LED se puede utilizar junto con los acoplamiento halógenos convencionales, sin necesidad de realizar la más mínima modificación en la unidad dental. Larga vida útil – 24 meses de garantía

\* Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Alemania

#### Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
 5111 Bürmoos, Austria  
 t + 43 6274 6236-0  
 f + 43 6274 6236-55  
 office@wh.com  
 wh.com

#### Distribución:

W&H  
 Wehadent Ibérica S.L.  
 C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo  
 46017 Valencia, España  
 t + 34 96 353 20 20  
 f + 34 96 353 25 79  
 oficinas.es@wh.com  
 wh.com