



Compacto y potente



El motor eléctrico EM-E6 de W&H sin escobillas permite, por su reducida longitud y peso, trabajar de forma ergonómica y sin cansancio.

El modelo Table-Top puede utilizarse de inmediato, sin modificaciones ni intervenciones previas en el control del sillón dental. La técnica de motor sin escobillas permite una larga vida útil sin mantenimiento.



Las fotografías de la ilustración son orientativas.
El contenido suministrado no incluye ni los complementos ni los accesorios aquí mostrados.



Motores eléctricos	EM-E6
Spray:	Interno
Conexión a la manguera:	Acoplamiento de rosca W&H
Conexión al instrumento:	ISO 3964 (DIN 13.940)
Rango de velocidades:	2.000 – 40.000 rpm
Potencia máxima:	55 W
Torque:	3 Ncm
Aire de refrigeración:	6–8 NI/min
Sentido de giro:	Izquierda/derecha
Peso:	64 g
Garantía:	24 meses
Longitud sin conexión ISO:	38,6 mm

Control Table-Top EM-E6 TP	
Peso:	445 g
Dimensiones (La x An x Al):	146 x 99 x 59 mm
Motores compatibles:	EM-E6
Garantía:	12 meses
Tensión de red:	100–240 V, 50–60 Hz

Manguera de alimentación	
Conexión:	Acoplamiento de rosca del lado del motor
Motores dentales compatibles:	EM-E6
Longitud total:	183 cm

LED, luz natural para todos

Motor encendido = LED encendido.

La innovación de los contra-ángulos Alegria es tan asombrosa como genial. Hacemos que los LED con calidad de luz natural funcionen en todas partes. Porque con la nueva gama de piezas de mano y contra-ángulos Alegria hacemos accesible a todos la acreditada calidad W&H made in Austria con la más moderna tecnología LED. Un generador incorporado es la fuente de energía integrada para LED y funciona según el mismo principio que una dinamo de bicicleta. Con el EM-E6 y los contra-ángulos Alegria disfrutará de la mejor visibilidad y un trabajo sin cansancio gracias a la reducida longitud total.



alegra led

Para obtener más información, acuda a su distribuidor especializado o visite www.wh.com.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com



W&H
Wehadent Ibérica S.L.
C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo
46017 Valencia, España
t. + 34 96 3532020
f. + 34 96 3532579
oficinas.es@wh.com
wh.com